

Установка приложения.

На ТСД устанавливаем приложение Scanner.apk, файл приложения покупается отдельно через заключение договора с компанией «Решение». По всем вопросам, связанным с заключением договоров необходимо обращаться в отдел договоров тел. Тел./факс: (812) 337-70-07 доб. 360,369,343.


Чтобы установить приложение необходимо Разрешить установку из ненадежных источников в настройках приложения (Setting->Security->Unknownsources), тогда с помощью кабеля можно будет перенести файл в устройство (Internalstorage/Download). В ТСД находим файл Scanner.apk и устанавливаем его.

Сканирование с помощью ТСД.

На ТСД запускаем приложение «Сканер». Нажимаем на кнопку «Начать сканирование». После того как отсканировали необходимые препараты нажимаем на кнопку «Закончить сканирование», в этот момент формируется файл с отсканированными препаратами.


Далее подключаем через microusb ТСД к компьютеру с АРМ Аптекой (рабочее место для работы с МДЛП).

Заходим в АРМ Аптеку ->«Маркировка» вкладка «ТСД» и нажимаем на кнопку «Загрузить».




Находим файл «ariadna.txt». На ТСД файл находится в корне \internal storage. И нажимаем на кнопку «Да».

Для того, чтобы получить информацию по КиЗам из сервиса необходимо нажать Правой кнопкой мыши (ПКМ) на загруженный файл и из контекстного меню выбрать «Получить информацию по КиЗам».



Для получения информации о содержимом третичных упаковок: ПКМ - "Сформировать документы для получения структуры третичных упаковок".

После этого в разделе "Документы" появится документ с типом «210» (Получение информации о содержимом SSCC (Вх:210), которые необходимо отправить на сервис и получить ответ. Для этого необходимо нажать на кнопки «Подписать и отправить», а затем «Обновить статус».



Далее переходим в режим Приход/Отгрузка, в зависимости от того, какую операцию совершаем: ставим на приход препараты или отпускаем на отделения. Для того чтобы привязать КиЗы к партии необходимо нажать на кнопку «Добавить КиЗ из имеющихся»

